



2100N Laborieturbiditetsmätare, EPA 180.1, 0-4000 NTU, 115/230 V

Produktnr: 4700002

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- LPV444.99.00210

Specifikationer

Användargränssnittsspråk:	engelska
Certifieringar:	UL/CSA
Dimension (H x B x D):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Displaytyp:	8-digit LED display
Gränssnitt:	RS232 serial (bi-directional)
Handboksspråk:	engelska, spanska, franska
Kyvettkompatibilitet:	25mm rund, med adapter kit
Lagringsförhållanden:	-40 °C - 60 °C
Lamp Type:	Volfram
Lamptyp:	volframlampa
Leveransomfattning:	Instrument, vialer, STABCAL kalibreringsstandard, silikonolja, torkduk, dammskydd, manual, nätkabel med europeisk kontakt, EPA-filter.
Luftspolning:	0.1 scfm vid 69 kPa , Slanganslutning anslutning till 1/8 i rör, maximal 138 kPa. Torr kvävgas eller luft av instrument-kvalitet
Mätläge:	NTU, EBC, Nephelo
Matningsalternativ:	230 V AC med EU matningskabel
Mätområde:	0 - 9.99 NTU NTU mode, ratio on: manual
Max. luftfuktighet vid användning :	90 %
Nätanslutning:	115 - 230 VAC; 50 to 60 Hz; 60 VA maximum
Noggrannhet:	± 2 % av avläst värde plus 0.01 NTU från 0 till 1000 NTU ±5% av avläst värde från 1000 till 4000 NTU
Omgivningstemperatur:	0 - 40 °C
Provolym:	30 mL with 25 mm sample cells
Regelverk:	USEPA method 180.1
Repeterbarhet:	± 1 % det högsta värdet gäller
Responstid :	6.8 s with signal averaging off; 14 s with signal averaging on

Stabiliseringstid:	30 min med ratio-mätning på
Stabilization time:	60 min med ratio-mätning av
Tillbehör:	Genomflödes-paket, paket med adaptrar för vialer, provavgasningspaket
User interface:	Button
Vikt :	3,77 kg