



BOD Trak II manometrisk BOD-apparat med tillbehör

Produktnr:

2952400

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Manometrisk BOD(n)-laboratiemätstation, styrenhet och omrörare med tryckgivare för 6 flaskor.

BOD-mätprogram för 5, 7, 10 dagar, OECD-test gällande biologisk nedbrytning under 30 dagar.

Mätområde 0-700 mg/L O₂, variabel.

Inkl. 6 gummihylsproppar, 6 492-mL bruna glasflaskor, fett, 6 magnetomrörare, tratt, 1 förp. LiOH-pulverkuddar, 1 förp. pulverkuddar med näringsämnen.

Specifikationer

BOD Bottle:	473 mL/6 pcs
Djup:	(10.3 tum)
Drift:	< 3 mg/L BOD på 5 dagar
Fotnot :	*BODTrak II-metoden är inte godkänd av USEPA för NPDES-rapporteringsändamål.
Garanti :	24 månader
Gränssnitt:	RS232
Ingångsspänning:	110 - 240 V, 50/60 Hz
Instrument:	BOD Trak II Apparatus
Kapacitet :	Sex 492 mL flaskor
Mätmetod:	Manometric
Mätområde:	0 - 700 mg/L (Valbart: 0 till 35, 0 till 70, 0 till 350 eller 0 till 700 mg/L O ₂)
Output Voltage:	24V-, UL CSA- och TUV-godkänd
Vad ingår i leveransen:	BOD Trak II-instrument, strömladd, 230 VA harmoniserad strömladd med kontinental europeisk kontakt, tätningsskoppor (6x); BODTrack II bärnstensfärgade provflaskor (6x), BOD Trak II magnetiska omrörarstänger (6x), spatelskopa, kuddar för näringsbuffertlösning (1 pk), kaliumhydroxidpellets (1 behållare)
Vikt :	4 kg

Vad finns i förpackningen

BOD Trak II-instrument, strömladd, 230 VA harmoniserad strömladd med kontinental europeisk kontakt, tätningskoppar (6x); BODTrack II bärnstensfärgade provflaskor (6x), BOD Trak II magnetiska omrörarstänger (6x), spatelskopa, kuddar för näringsbuffertlösning (1 pk), kaliumhydroxidpellets (1 behållare)