



Sension+ Universell konduktivitetselektrod

Produktnr: LZW5070.97.0002
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Konduktivitetscell med Pt-elektroder och glaskropp. Cellkonstant $C=1\text{cm}^{-1}$. Automatisk temperaturkompensering. 1 m kabel. För bänkmätare.

Mätområde 0,2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm , 0 - 80 °C.

Elektroden lämpar sig för allmänna vattentillämpningar.

Built in Pt1000 for automatic temperature compensation.

Specifikationer

Accuracy:	0,50 % EC och TDS
Dimension (D x L):	12 mm x 130 mm
Elektrolyt:	-
Garanti :	12 månader
Givar koppling:	-
Givartyp:	3-polig, platina, $k = 0,7\text{ cm}^{-1}$
Kabellängd:	1 m
Kontakt:	RJ45 (phone)
Längd:	130 mm
Material:	Givarkropp: Utsida: polykarbonat, insida: glas
Mätområde Konduktivitet:	0,2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Parameter:	Konduktivitet
Temperaturgivare:	Pt1000
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Termistor:	Pt1000
Typ:	Lab