



Sension+ Konduktivitetselektrod (allmän användning)

Produktnr:	LZW5060.97.0002
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Konduktivitetscell med Pt-elektroder och polykarbonatkropp.

Cellkonstant $C=1\text{ cm}^{-1}$. Automatisk temperaturkompensering. 1 m kabel. För bärbara mätare.

Mätområde $0,2\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm , $0 - 80\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Elektroden lämpar sig för allmänna vattentillämpningar.

Ergonomisk och robust

Specifikationer

Accuracy:	0,50 % med EC5-mätare
Dimension (D x L):	12 mm x 85 mm
Garanti :	12 månader
Givartyp:	3-polig, platina, $k = 1,0\text{ cm}^{-1}$
Kabellängd:	1 m
Kontakt:	Sension+ MP5
Längd:	85 mm
Material:	Givarkropp: Utsida: polykarbonat, insida: glas
Mätområde Konduktivitet:	$0,2\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Parameter:	Conductivity
Temperaturområde :	$0 - 80\text{ }^{\circ}\text{C}$
Termistor:	Pt1000
Typ:	Portabel