



Glasvialer för laboratorieturbiditetsmätare, 6 st/pkt

Produktnr:	2084900
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Passar 2100N-, 2100AN-, och Lab RATIO-turbidimetrar. Med lock.

Specifikationer

Fotnot :	For use with Hach Ratio 18900, 2100N and 2100AN Laboratory Turbidimeters.
Leveransomfattning:	6 vialer med lock
Material:	glas
Provvolum:	30 mL
Vikt :	0,2 kg