



## Provvialer till 2100 portabel turbidimeter 6 st/pkt, med lock

**Produktnr:** 2434706  
**SEK Pris:** Kontakta oss  
**Tillgänglig**

Ersättningsprovceller för användning med bärbara turbidimetrar. Förpackning med sex runda provceller med lock.

---

### Specifikationer

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Fotnot :                   | For use with Hach 2100 Series Portable Turbidimeters |
| Leveransomfattning:        | 6 provvialer med lock                                |
| Material:                  | Glas                                                 |
| Provvolyt:                 | 10 mL                                                |
| Vikt :                     | 0,1 kg                                               |
| Volym/förpackningsstorlek: | 6 /pk                                                |