



Cell adapter, 12 and 13 mm, for 2100N and 2100AN turbidimeters

Produktnr: 3033400

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Gör att 12 eller 13 mm vialer kan användas i 2100N /AN laboriefotometer, inkl. adapter och täcklock till vialer.

Used with Hach spectrophotometers and portable laboratories. Makes it possible to use other cells in instruments which normally take a 25-mL cell. For use with Models 2100N and AN.

Specifikationer

Kyvettkompatibilitet:	12 mm och 13 mm vialer
Leveransomfattning:	Adapter för vialer, täcklock till vialer, instruktioner
Vikt :	0,05 kg