



2100AN Laboratorieturbidimeter, USEPA 180.1, 230 V

Produktnr: 4700102

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- LPV444.99.00320
- LPV444.99.00310

Specifikationer

Absorbans:	0.001 Abs inom lägsta området
Användargränssnittsspråk:	Engelska
Användarprogram:	2
Certifieringar:	UL/CSA
Dimension (H x B x D):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Displaytyp:	8 tecken LCD display
Gränssnitt:	RS232 serial (bi-directional)
Handboksspråk:	Engelska, spanska, tyska
Kyvettkompatibilitet:	rund, med adaptersats
Lagringsförhållanden:	-40 °C - 60 °C
Lamp Type:	Volfram
Lamptyp:	Volframlampa
Leveransomfattning:	Instrument, provceller, StablCal kalibreringsstandardlösningar, silikonolja, oljetrasa, dammskydd, handbok, strömkabel med CE-kontakt, EPA-filter, 455 nm färgfilter, skrivarpapper
Luftspolning:	0.1 scfm vid 69 kPa , anslutning med slangnippel för 1/8" slang, maximalt 138 kPa. Kvävgas eller luft av instrumentkvalitet.
Mätläge:	NTU, Nefelo, EBC, ABS, %T, färg, ASC
Matningsalternativ:	230 V AC med EU matningskabel
Mätområde:	0 - 10000 NTU NTU-läge, ratio-mätning på: manuell
Max. luftfuktighet vid användning :	90 %
Nätanslutning:	maximum
Noggrannhet:	± 2 % av avläst värde plus 0.01 NTU från 0 till 1 000 NTU ±5 % av värdet från 1 000 till 4 000 NTU ±10 % av värdet från 4 000 till 10 000 NTU
Omgivningstemperatur:	0 - 40 °C
Printer:	Inbyggd (termisk, 58 mm, upp till 28 kolonner)

Provolym:	30 mL med 25 mm provkyvett
	2,5 ml med 12 mm
	3,5 ml med 13 mml
	5 ml med 16 mml
	7 ml med 19 mm
Regelverk:	USEPA-metod 180.1
Repeterbarhet:	± 1 % beroende på vilket som är störst
Responstid :	6,8 s med avstängt signalmedelvärde
	14 s med påslaget signalmedelvärde
Serial input interface:	RS232 seriellt gränssnitt (dubbelriktat)
Stabiliseringstid:	30 min med ratio-mätning på
Stabilization time:	60 min med ratio-mätning av
Tillbehör:	Flödescellsats, färgfiltermoduler, celladaptersatser, provluftningssats
User interface:	Knapp
Vad ingår i leveransen:	Instrument, provkyvetter, StablCal kalibreringsstandardlösningar i täta flaskor, silikonolja, oljetrasa, dammskydd, handbok, strömkabel med NA-kontakt, EPA-filter, filterenhet 455 nm, skrivarpapper.
Vikt :	3,77 kg

Vad finns i förpackningen

Instrument, provkyvetter, StablCal kalibreringsstandardlösningar i täta flaskor, silikonolja, oljetrasa, dammskydd, handbok, strömkabel med NA-kontakt, EPA-filter, filterenhet 455 nm, skrivarpapper.