



2100AN IS Laboratorieturbiditetsmätare, ISO, 230 V

Produktnr: 4790102

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- LPV444.99.00320

Specifikationer

Absorbans:	0.001 Abs vid lägsta mätområdet
Användargränssnittsspråk:	engelska
Användarprogram:	2
Certifieringar:	UL/CSA/CE
Dimension (H x B x D):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Displaytyp:	8-digit LED display
Gränssnitt:	RS232 serial (bi-directional)
Handboksspråk:	engelska
Kyvettkompatibilitet:	round, with adapter kit
Lagringsförhållanden:	-40 °C - 60 °C
Lamp Type:	870 ± 30 nm LED
Lamptyp:	870 ± 30 LED
Leveransomfattning:	Instrument, vialer, STABLCAL kalibreringsstandard, silikonolja, torkduk, dammskydd, manual, nätkabel med europeisk kontakt, skrivarpapper.
Luftspolning:	0.1 scfm vid 69 kPa , Slanganslutning anslutning till 1/8 i rör, maximal 138 kPa.Torr kvävgas eller luft av instrument-kvalitet
Mätläge:	FNU, FAU, NTU, EBC, ABS, %T, ASC
Matningsalternativ:	230 V AC med EU matningskabel
Mätområde:	0 - 10000 NTU/ FNU
Max. luftfuktighet vid användning :	90 %
Nätanslutning:	115 - 230 VAC; 50 to 60 Hz; 60 VA maximum
Noggrannhet:	± 2 % av avläst värde plus 0.01 NTU från 0 till 1000 FNU ± 5 % av avläst värde från 1000 till 4000 NTU ± 10 % av avläst värde från 4000 to 10,000 NTU
Omgivningstemperatur:	0 - 40 °C
Printer:	Built-in (thermal, 58 mm, up to 28 column)
Provvolum:	30 mL with 25 mm sample cell

2.5 mL with 12 mm

3.5 mL with 13 mml

5 mL with 16 mml

7 mL with 19 mm

Regelverk: EN ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404, NFT 9033

Repeterbarhet: $\pm 1 \%$ det högsta värdet gäller

Responstid : 6.8 s with signal averaging off

14 s with signal averaging on

Serial input interface: RS232 serial interface (bidirectional)

Stabiliseringstid: Omedelbar

Tillbehör: Genomflödes-paket, paket med adaptrar för vialer, provavgasningspaket

User interface: Button

Vikt : 3,77 kg