



## Provcell, 1 tum, rund, polystyren, 2 st

**Produktnr:**

**4864302**

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Levereras som en sats om 2 med lock.

Levereras som en sats om 2 med lock.

---

### Specifikationer

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotnot :                   | 1 cellpar medföljer vid köp av DR/800-seriens kolorimeter och vissa Pocket Colorimeter II-instrument. |
| Material:                  | Polystyren                                                                                            |
| Optisk spaltlängd:         | 1 tum, runda                                                                                          |
| Volym/förpackningsstorlek: | 2 st. 10 mL, med lock                                                                                 |