



DR 5000 Sippermodul DR 5000

Produktnr: LZV485

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Sippermodul för seriell analys med 1 cm genomflödeskyvett (kvarts), slangpaket i silikon

Specifikationer

Flödes hastighet:	1 mL/s (nominell)
Höjd :	290 mm
Lagringsförhållanden:	-17 °C - 60 °C
Leveransomfattning:	Sippermodul, LZV780 Slangpaket
	1 cm rektangulär genomflödeskyvett 160 µl
Max. luftfuktighet vid användning :	95 %
Max. luftfuktighet vid förvaring :	85 %
Våglängdsintervall:	190 - 1100 nm
Vikt :	1,6 kg