



Genomflödescell, 50 mm, rektangulär, kvartsglas, 1 st

Produktnr: LZV649

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Tillvalstillbehör för spektrofotometrar/spektralmätningar av vätskor med möjlighet till genomflödesmätning.

Specifikationer

Dimension (H x B x D):	40 mm x 12.5 mm x 52 mm
Material:	Kvartsglas
Optisk spaltlängd:	50 mm rektangulär
Strålhöjd:	10 mm
Volym/förpackningsstorlek:	1 st. 370 µL, genomflödescell