



POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter II - koppar

Produktnr:

5870019

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av koppar, 0,04-5,0 mg/l Cu, bicinkoninatmetod. I väska, komplett med reagenser, kyvetter och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Antal tester :	100
Detektor:	Silicon detector
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Fotnot :	*mg/L om inget annat anges, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = korn per gallon; 1 gpg = 17,1 mg/L eller 17,1 ppm.
Garanti :	24 månader
Instrument:	Satsen innehåller PC II
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Kapslingstyp:	D
Mätområde:	0.04 - 5.00 mg/L Cu
Metodnamn:	Kolorimeter/ bicinkoninat
Metodnummer:	8506
Parameter:	Koppar - som fritt Cu
Smallest increment:	0.01
Vad ingår i leveransen:	Pocket Colorimeter II-analyssystem för koppar. Testområde: 0,04 till 5,00 mg/L. Omfattar Pocket Colorimeter II för koppar, reagenssats (100 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument

	levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.
Våglängd:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd $\pm$ 2 nm varierar beroende på modell
Vikt :	0,23 kg

Vad finns i förpackningen

Pocket Colorimeter II-analyssystem för koppar. Testområde: 0,04 till 5,00 mg/L. Omfattar Pocket Colorimeter II för koppar, reagenssats (100 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.