



POCKET Colorimeter II Kolorimetertestsats för analys av mangan (LR)

Produktnr:

5870018

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av mangan, 0,01-0,70 mg/L Mn, PAN-metod. I väska, komplett med reagenser, kyvetter och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Antal tester :	50
Detektor:	Silicon detector
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Garanti :	24 månader
Instrument:	Satsen innehåller PC II
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Kapslingstyp:	D
Mätområde:	0.01 - 0.70 mg/L Mn
Metodnamn:	Kolorimeter/PAN
Metodnummer:	8149
Parameter:	Mangan
Smallest increment:	0.01
Vad ingår i leveransen:	Pocket Colorimeter II-analyssystem, mangan-lågt område, med metoden 1-(2-pyridylazo)-2-naftol (PAN) Mätområde: 0,01 till 0,70 mg/L som Mn.

Omfattar Pocket Colorimeter II för mangan, lågt område, reagenssats (50 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.

Våglängd:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd $\pm$ 2 nm varierar beroende på modell
Vikt :	0,23 kg

Vad finns i förpackningen

Pocket Colorimeter II-analyssystem, mangan-lågt område, med metoden 1-(2-pyridylazo)-2-naftol (PAN) Mätområde: 0,01 till 0,70 mg/L som Mn.Omfattar Pocket Colorimeter II för mangan, lågt område, reagenssats (50 tester). Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.