



Fritt klor Chemkey-reagenter (300 tester)

Produktnr:	8499300
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Fritt klor Chemkeys, intervall 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. För SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA). 12 lådor med 25 tester (300 tester totalt).

Specifikationer

Mätområde:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Metodnummer:	10260
Parameter:	Fritt klor
Plattform:	Chemkeys
Volym/förpackningsstorlek:	300/förp.