



Intellical PHC301 påfyllningsbar pH-universalelektrod för lab, 3 m kabel

Produktnr: PHC30103
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Intellical PHC301 är en digital pH-kombinationselektrod med inbyggd temperaturgivare. PHC301 har en påfyllningsbar referenskoppling med två keramiska pluggar. Den här pH-elektroden för lab är stötsäker med dess Zeonor-plastkropp som skyddar ända ned till givarelementets glaskula. Elektroden är tillgänglig med en kabel på 3 eller 1 meter. PHC301 påfyllbar pH-kombinationselektrod rekommenderas för avloppsvatten, dricksvatten och allmänna vätsketillämpningar. PHC301 lämpar sig inte för användning med organiska lösningsmedel. En 28 mL-flaska med påfyllningslösning för referenselektrolyt (3 M KCl-lösning mättad med AgCl) medföljer proben.

Digitala Intellical-prober är fabrikskalibrerade

Klar att testa direkt ur förpackningen.

Digitala Intellical-prober larmar när kalibreringen behöver utföras igen

Man behöver inte gissa för att få de mest tillförlitliga och exakta resultat med varje mätning.

Digitala Intellical-prober tillhandahåller ultimata spårbarhet i mät historiken

Lagrad tid- och datumstämpel för varje mätning, användar- och prov-ID, kalibreringshistorik, parameter och probserienummer.

Digitala Intellical-prober kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att inställningarna måste anges på nytt

Perfekt för en fleranvändarmiljö med flera HQD-serielab och bärbara mätare.

Specifikationer

Accuracy:	±0,02 pH
Applikation:	Clean & Dirty Samples
Elektrodtype:	Påfyllningsbar
Elektrolyt:	2841700
Garanti :	12 månader
Givartyp:	Standard
Junction:	Porous Pin Junction
Kabellängd:	3 m
Kit?:	Nej
Längd:	200 mm
Mätområde:	0 - 14 pH
Metodtyp:	Fält: Påfyllbart referenselement
Parameter:	pH
Produktsats:	Modell: PHC301
	Tillbehör ingår: Inga
Reference system:	Ag/AgCl (enkel koppling)

Sensor material:	Zeonor
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH vid pH 12,6 i 1 M NaOH
Specialfunktioner:	Double junction reference
Temperaturnoggrannhet:	±0,3 °C
Temperaturområde :	0 - 50 °C
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Termistor:	ATC
Testkrav:	Parameter som behövs: pH
	Minsta provdjup (mm): 15
Upplösning:	0,001/0,01/0,1
Vad ingår i leveransen:	Intellical PHC301 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska med blötläggning, 3 m kabel, 28 mL-flaska med påfyllningslösning för referenselektrolyt (3 M KCl-lösning mättad med AgCl), kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.
Vikt :	0,15 kg

Vad finns i förpackningen

Intellical PHC301 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska med blötläggning, 3 m kabel, 28 mL-flaska med påfyllningslösning för referenselektrolyt (3 M KCl-lösning mättad med AgCl), kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.

Obligatoriska tillbehör

- Påfyllningslösning, referens, 3 M KCl med AgCl, 100 mL (Item S21M004)
- Påfyllningslösning, referens, 3 M KCl med AgCl, 28 mL (Item 2841700)