



Intellical ISECL18101 jonselektiv elektrod (ISE) för kloridmätning (Cl^-) med kalibreringsreagenspaket

Produktnr: ISECL181AP
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Intellical ISE-analyspaketet för klorid innehåller allt du behöver för att börja mäta klorid (Cl^-) med ditt HQD-mätinstrument: Intellical ISECL181 ISE för klorid med 1 m kabel, 1 L-flaskor med 100 mg/L och 500 mL med 1 000 mg/L med Hach kloridstandardlösningar, 100-pack Hach jonstyrkejusterare för klorid (ISA) pulverkuddar.

Kräver praktiskt taget ingen service

Halvledarsensorns utformning gör att ISE kan lagras torrt och utan en hållbarhetstid. Dessutom behöver inte elektrolyten fyllas på för proben, och membranet behöver inte bytas.

Snabba, stabila och korrekta resultat

Intellical digitala prober låser resultatet när mätningen är stabil vilket gör att användaren inte behöver gissa, något som kan hända i samband med rörliga värden. Dessutom ger probens ringformade referenskoppling maximal yta mellan prov och referenselektrolyt för snabb mätstabilitet.

Perfekt spårbarhet av kalibreringshistoriken

Lagrad tid- och datumstämpel för varje mätning, användar- och prov-ID, kalibreringshistorik, parameter och probserienummer

Kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att mätinställningarna måste anges på nytt

Perfekt för en fleranvändarmiljö med flera HQD-serielab och bärbara mätare

Specifikationer

Accuracy:	$\pm 0,02$ mV eller 0,05 %, beroende på vilket som är störst
Elektrodtype:	Gel, ej påfyllningsbar
Garanti :	6 månader
Givartyp:	Halvledare, kristallmembran
ISA-krav :	2318069
Junction:	Double Junction (ceramic Porous Pin and annular porous PTFE)
Kabellängd:	1 m
Kit?:	Ja
Längd:	220 mm
Mätområde:	0,1 mg/L (3×10^{-6} M) - 35,5 g/L (1 M) Cl
Metodtyp:	Lab: Ej påfyllbart Dritek-gelreferenselement
Parameter:	Klorid
Produktsats:	Modell: ISEF121
	Tillbehör ingår: Paket med kalibreringsreagens
Provvolyt:	25 mL

Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Epoxi
Specialfunktioner:	Torr förvaring och snabb svarstid. Inga utbytesmembran.
Temperaturnoggrannhet:	±0,3 °C
Temperaturområde :	5 - 50 °C
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Termistor:	Integrerad
Testkrav:	Parameter som behövs: Klorid
	Minsta provdjup (mm): 26
Upplösning:	Val mellan 2, 3, eller 4 signifikanta siffror
Vad ingår i leveransen:	Satsen innehåller Intellical ISECL181 kombinations-ISE för kloridmätning, 1 m kabel (nr. ISECL18101), Hach kloridstandardlösningar: 1 L-flaska med 100 mg/L (nr. 2370853) och 500 mL med 1 000 mg/L (nr. 18349), 100-pack Hach jonstyrkejusterare för klorid (ISA) pulverkuddar (nr. 2318069) och grundläggande användarhandbok för ISE.
Vikt :	0,15 kg

Vad finns i förpackningen

Satsen innehåller Intellical ISECL181 kombinations-ISE för kloridmätning, 1 m kabel (nr. ISECL18101), Hach kloridstandardlösningar: 1 L-flaska med 100 mg/L (nr. 2370853) och 500 mL med 1 000 mg/L (nr. 18349), 100-pack Hach jonstyrkejusterare för klorid (ISA) pulverkuddar (nr. 2318069) och grundläggande användarhandbok för ISE.