



Sension+ 5130 Bärbar polarografisk sond, löst syre

Produktnr: LZW5130.97.0002

SEK Pris: Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

DO-sond, polarografisk med 1-meterskabel och MP5-anslutning för användning tillsammans med bärbara mätare.

Sond för polarografiskt löst syre (DO) med hållbar plastkropp, utbytbart syregenomsläppligt membran, påfyllbar referenselektrolyt och inbyggd temperaturgivare. Sonden har en fast 1-meterskabel och MP5-anslutning som är avsedd för användning tillsammans med bärbara mätare för löst syre. Sonden levereras med en 30 mL-flaska innehållande elektrolytlösning, två membranmoduler och polerremсор.

Elektroden är idealisk för mätning av löst syre i allmänna vattentillämpningar – särskilt i fältmiljö.

Obs! SENSION+ 5130 DO-sond är kompatibel med modeller av SENSION+ DO6-mätare som tillverkats sedan januari 2013. I syfte att garantera kompatibilitet med din SENSION+ DO6-mätare kan du ringa supportavdelningen och be om hjälp.

Specifikationer

Accuracy:	±0,5 mg/L
Dimension (D x L):	12 mm x 120 mm (utan handtag)
Elektrolyt:	2759123
Garanti :	6 månader
Givartyp:	Bärbar polarografisk, löst syre
Kabellängd:	1 m
Kontakt:	Sension+ MP5
Längd:	120 mm (utan handtag)
Material:	Sondkropp: ABS och POM (nylon)
Mätområde:	0.03 mg/L - mättnad
Parameter:	Dissolved Oxygen
Temperaturområde :	0 - 50 °C
Termistor:	Integrerad 30 kohm NTC
Typ:	Portabel

Obligatoriska tillbehör

- Påfyllningslösning, intern, polarografiskt DO, 50 mL (Item 2759126)