



Sension+ Robust konduktivitetselektrod med titankropp

Produktnr: LZW5062.97.0002

SEK Pris: Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Robust konduktivitetscell med titanelektroder och titankropp. Cellkonstant $C=1\text{ cm}^{-1}$. Automatisk temperaturkompensering. 1 m kabel. För bärbara mätare.

Mätområde $5\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 50 mS/cm , $0 - 80\text{ }^{\circ}\text{C}$. För mätningar i extrema förhållanden, smutsiga och trögflytande produkter.

Praktiskt taget oförstörbar

Lätt att rengöra

Built in Pt1000 for automatic temperature compensation.

Specifikationer

Accuracy:	0,50 % med EC5-mätare
Dimension (D x L):	12 mm x 85 mm
Garanti :	12 månader
Givartyp:	2-polig, titan, $k = 0,3\text{ cm}^{-1}$
Kabellängd:	1 m
Kontakt:	Sension+ MP5
Längd:	85 mm
Material:	Givarkropp: titan
Mätområde Konduktivitet:	$5\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 50 mS/cm
Parameter:	Conductivity
Specialfunktioner:	För krävande prover
Temperaturområde :	$0 - 80\text{ }^{\circ}\text{C}$
Termistor:	Pt1000
Typ:	Portabel