



Sensation+ Ref.elektrod för ISE, keramiskt membr., banankont.

Produktnr: LZW5044.97.0002
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Referenselektrod, för ISE-tillämpningar, Ag/AgCl med litiumacetat 0,1 M, keramiskt membran, med 1 m kabel och banankontakt.

Specifikationer

Dimension (D x L):	12 mm x 120 mm
Elektrolyt:	LZW9901.99
Garanti :	6 månader
Givar koppling:	Keramisk
Givartyp:	Laboratoriereferens
Kabellängd:	1 m
Kontakt:	Banana
Längd:	120 mm
Material:	Givarkropp: glas
Parameter:	Reference ISE
Specialfunktioner:	Referenselektrod med dubbla membran för ISE, stort keramiskt membran
Temperaturområde :	0 - 60 °C
Termistor:	-
Typ:	Lab, referens för ISE