



Sension+ ISE-elektrod, natrium (Na⁺), fast kabel 1 m, BNC

Produktnr: LZW9650.97.0002

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Jonselektiv indikatorelektrod för natriummätningar. Mätområde 0,05-23 000 mg/L Na⁺, 0-60 °C. Med 1 m kabel och BNC-anslutning.

Specifikationer

Accuracy:	±0,02 mV eller 0,05 %, beroende på vilket som är högst (tillämpningsberoende)
Dimension (D x L):	12 mm x 120 mm
Elektrolyt:	-
Garanti :	6 månader
Givar koppling:	-
Givartyp:	Laboratoriehalvcell, ISE
ISA-krav :	4451569
Kabellängd:	1 m
Kontakt:	BNC Connector
Längd:	120 mm
Material:	Givarkropp: glas
Mätområde:	0.05 - 23000 mg/L 0,05 - 23 000 mg/L Na
Parameter:	Sodium
Specialfunktioner:	Endast indikator; kräver en referenselektrod.
Temperaturområde :	0 - 60 °C
Termistor:	-
Typ:	Lab ISE, referens behövs

Obligatoriska tillbehör

- Sension+ elektrolytlösning, 0,1 M, för ISE-elektroder, 125 mL (Item LZW9901.99)