



Redox gold electrode 5354, gel electrolyte, 80 °C, 6 bar

Produktnr: LZU5354.97.0002

SEK Pris: Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Redox gold electrode 5354, gel electrolyte, 0...80 °C, up to 6 bar.

Specifikationer

Diameter:	12 mm
Elektrolyt:	Gel
Garanti :	6 månader
Kabelanslutning :	S8
Längd:	120 mm
Material:	Sensor: glass/Au
Mätområde Redox:	± 2000 mV
Membran:	Ceramic
Parameter:	ORP
Reference system:	Encapsulated Ag/AgCl crystals
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Tryckområde:	upp till 6 bar