



5303, pH-elektrod, gelelektrolyt, 3 vätskebryggor, 0-80 °C, 6 bar

Produktnr:

LZU5303.97.0002

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

5303, pH-elektrod, gelelektrolyt, 3 vätskebryggor, 0-80 °C, 6 bar

Specifikationer

Diameter:	12 mm
Elektrolyt:	Gel
Garanti :	6 månader
Kabelanslutning :	S8
Längd:	120 mm
Material:	Givare: glas
Mätområde pH:	0 - 14 pH
Membran:	3 keramiska
Parameter:	pH
Reference system:	Inkapslade Ag/AgCl-kristaller
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Tryckområde:	upp till 6 bar