



EVITA OXY 1100 Membrane 50µm for Dissolved Oxygen sensor, 1 pc

Produktnr:

085G0022

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Recommended for measuring range 0.1-10mg/L DO.

Specifikationer

Avfall:	OXY 1100 sensor must be disposed as ordinary industrial waste.
Mätområde:	0.1 - 10 mg/L recommended
Responstid :	22 s
Tjocklek, membran:	50 µm
Volym/förpackningsstorlek:	pk/1