



EVITA OXY 1100 Membrane 50 µm for Dissolved Oxygen sensor, 5 pcs

Produktnr:

085G0026

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Recommended for measuring range 0.1-10mg/L DO.

Specifikationer

Avfall:	The worn OXY 1100 sensor must be disposed as ordinary industrial waste
Mätområde:	0.1 - 10 mg/L recommended
Responstid :	22 s
Specialkommentarer:	The worn OXY 1100 sensor must be disposed as ordinary industrial waste
Tjocklek, membran:	50 µm
Volym/förpackningsstorlek:	pk/5