



EVITA OXY 1100 Membrane 50µm for Dissolved Oxygen sensor, 10 pcs

Produktnr:

085G0027

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Recommended for measuring range 0.1-10mg/L DO.

Specifikationer

Avfall:	OXY 1100 sensor must be disposed as ordinary industrial waste
Mätområde:	0.1 - 10 ppm recommended
Responstid :	22 s
Specialkommentarer:	This sensor is a part of EVITA OXY 4100 and EVITA OXY 4150 transmitter.
Tjocklek, membran:	50 µm
Volym/förpackningsstorlek:	pk/10