



FerroZine Kuddar med järnreagenslösning, 0,009-1,400 mg/L Fe

Produktnr:

230166

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



För mätning av lösligt 3-värt (Fe^{3+}) och 2-värt (Fe^{2+}) järn på spårämnesnivå.

FerroZine-järnreagens för mätning av lösligt 3-värt (Fe^{3+}) och 2-värt (Fe^{2+}) järn. Uppslutning krävs för mycket kelaterade järnkomplex (t.ex. med EDTA) och totaljärn. För järnanalys på spårämnesnivå. 50/förp.

Specifikationer

Antal tester :	50
Instrument:	Alla utom DR/850, DR/820, PC II
Mätområde:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Metodnamn:	FerroZine
Metodnummer:	8147
Parameter:	Järn
Volym/förpackningsstorlek:	50 pk