



Kuddar med reagenspulver, FerroVer-järn, 10 mL, 1000/förp.

Produktnr:

2105728

Farligt

SEK Pris:
Tillgänglig

Kontakta oss



Pulverreagens i förseglad förpackning, 1000/förp. För 10 mL-prov.

Specifikationer

Antal tester :	1000
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000
Lagringsförhållanden:	10 °C till 25 °C
Mätområde:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Metodnamn:	FerroVer
Metodnummer:	8008
Parameter:	Järn
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	1000 /förp.