



Järnreagens, ACCUVAC, 0,012-1,800 mg/L Fe

Produktnr: 2510025

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- 2608799



ACCUVAC-ampuller innehåller en exakt reagensmängd för ett test och kan användas som mätkyvett. För mätning av låga järnnivåer med hjälp av TPTZ-metoden.

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	Alla utom DR/820
Mätområde:	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Metodnamn:	TPTZ
Metodnummer:	8112
Parameter:	Järn
Plattform:	Accuvac
Volym/förpackningsstorlek:	25 /pk