



Järnreagenssats, 0,01-1,80 mg/L Fe

Produktnr:

2544800

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagenser i förseglade förpackningar för mätning av järn vid förekomst av molybdenföreningar.

FerroMo-järnreagens mäter järn vid förekomst av molybdenföreningar i kyltornsvatten. Elimineras reduktion av molybden som bildar en svart lösning. Ingen förbehandling krävs.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Alla utom DR/820, PC II
Mätområde:	0,01 - 1,80 mg/L Fe
Metodnamn:	FerroMo
Metodnummer:	8365
Parameter:	Järn
Plattform:	Powder Pillows
Specialfunktioner:	Iron (Total) Reagent set, Powder Pillows