



Reagenspaket för molybden, 0-35,0 mg/l Mo

Produktnr:

2243400

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Reagens i förseglad förpackning för bestämning av höga halter molybden (0-40,0 mg/l Mo) med kolorimetrisk mercaptoättiksyrametod. För 25 ml prov.

For determination of Molybdenum by the Mercaptoacetic Acid Method (Hach method 8036). Range: Up to 35.0 mg/L as Mo⁶⁺. Sample Size: 25 mL. Set Contains: MolyVer[®] 1, 2 and 3 Molybdenum Reagent Powder Pillows for 100 tests.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Mätområde:	25 mL
Metodnamn:	Mercaptoacetic Acid
Metodnummer:	8036
Plattform:	Powder Pillows