



Kuddar med bariumreagenspulver, 2-100 mg/L Ba

Produktnr:

1206499

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i förseglade förpackningar för mätning av barium, turbidimetriska metoden. 100/förp.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Alla utom PC II
Mätområde:	2 - 100 mg/L Ba
Metodnamn:	Turbidimetrisk
Metodnummer:	8014
Parameter:	Barium
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100/förp.