



CuVer 1 Reagens för koppar, 0,04-5,00 mg/l Cu

Produktnr:

1418899

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Reagens i förseglade förpackningar för bestämning av koppar med bichoninatmetoden. För 25 ml prov.

Specifikationer

Antal tester :	100
EPA compliant:	Ja
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Mätområde:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Metodnamn:	Bichoninate
Metodnummer:	8506
Parameter:	Copper
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk