



PAN indikatorlösning, 0,1% (50 ml SCDB)

Produktnr:

2122426

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Kolorimetrisk reagens för bestämning av låga halter mangan. Bruksfärdig droppflaska.

Specifikationer

Mätområde:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Metodnamn:	PAN
Metodnummer:	8149
Parameter:	Manganes
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	50 ml