



Reagenspaket för kobolt/nickel

Produktnr:

2242600

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



För bestämning av kobolt, 0,01-2,00 mg/l Co, och Nickel, 0,006-1,000 mg/l Ni, med PAN-metoden. För 25 ml prov.

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	Nickel Reagent Set, PAN Method, 25 mL
Instrument:	DR/3000, DR/2000, DR/890
Mätområde:	0,01 - 2,00 mg/L Co
Metodnamn:	PAN
Metodnummer:	8078
Parameter:	Cobalt, Nickel
Provvoly:	25 mL
Specialfunktioner:	Cobalt Nickel Reagent set, 25ml