



Reagenssats, koppar, porfyrin, 25 mL

Produktnr:

2242700

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



Pulverreagens i förseglade förpackningar för mätning av koppar, porfyrinmetoden. För 25 mL-prov.

För mätning av koppar med poryfinmetoden. Hach-metod 8143. Område: 2 - 210 µg/L, provstorlek: 25 mL. Reagenssatsen innehåller: kuddar med reagentpulver för kopparsmaskering, kuddar med porfyrin 1- och 2-reagentpulver för 100 tester.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Mätområde:	2 - 210 µg/L
Metodnamn:	Porfyrin
Metodnummer:	8143
Plattform:	Powder Pillows