



Manganreagenssats, pulverkuddar, 0,1-20,0 mg/L Mn

Produktnr:

2430000

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



Pulverreagenser i förseglade förpackningar för mätning av lösligt mangan, metoden för periodatoxidation. För 10 mL-prov. 100 tester

Specifikationer

Antal tester :	100
EPA compliant:	Ja
Instrument:	All except DR/3000, DR/2000
Mätområde:	0,1 - 20,0 mg/L Mn
Metodnamn:	Periodatoxidation
Metodnummer:	8034
Parameter:	Mangan
Plattform:	Powder Pillows
Provvoly:	10 mL