



Reagenssats, aluminium, 50 mL prov, ECR-metod

Produktnr:

2443400

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Farligt



För mätning av aluminium, Eriochrome Cyanine R-metoden. För 25 mL prov.

För mätning av aluminium med Eriochrome Cyanine R-metoden (ECR). Hach-metod 8326. Provstorlek: 50 mL, områden: 0,006 - 0,220 mg/L. Reagenssatsen omfattar kuddar med ECR-reagenspulver, kuddar med buffertreagenspulver med hexametylentetramin och reagenslösning för ECR-maskering för cirka 100 tester.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Mätområde:	0 - 0,220 mg/L Al
Metodnamn:	Eriokromcyanin R
Metodnummer:	8326