



Kopparreagenssats, 2-210 µg/L Cu

Produktnr:

2603300

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



För mätning av koppar, porfyrinmetoden. För 10 mL-prover.

Består av art

2603449 Reagens för maskering av koppar

2603549 Reagenspåsar med porfyrin 1

2603649 Reagenspåsar med porfyrin 2

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	DR 6000, DR/4000
	DR 3900, DR 2800
	,DR 2700, DR/2010
	DR/890
Mätområde:	2 - 210 µg/L Cu
Metodnamn:	Porfyrin
Metodnummer:	8143
Parameter:	Koppar
Plattform:	Powder Pillows