



Kvikksilverreagenssats, kall ånga Kvikksilverreagenssats, 0,1-2,5 µg/l Hg

Produktnr:

2658300

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Farligt



För mätning av kvicksilver, metod med kall ånga.

För mätning av kvicksilver med metoden för kvicksilverkoncentration med kall ånga. Hach-metod 10065. Område: 0,1 - 2,5 µg/L Hg. Kvikksilvermetoden kräver en apparatsats för kall ånga samt andra tillbehör. Reagenssatsen innehåller förbrukningsartiklar för 25 tester.

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000, DR/800, PC II
Mätområde:	0,1 - 2,5 µg/L Hg
Metodnamn:	Kall ångkoncentration
Metodnummer:	10065
Parameter:	Kvikksilver
Plattform:	Reagent Set