



Kuddar med natriumperiodatpulver för mangan, 25 mL, 100/förp.

Produktnr:

98499

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Farligt



Pulverreagens i förseglad förpackning för mätning av nitrat med kadmium och bly. För 25 mL prov.

För mätning av mangan med periodatoxidationsmetoden. EPA-godkänd för rapportering av avloppsvattenanalyser (nedbrytning krävs). Hach-metod 8034. Provvolum: 25 mL. Förpackning med 100 pulverkuddar.

Specifikationer

Antal tester :	100
Metodnamn:	Periodatoxidation
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /förp.