



Reagens 1 för QAC, 0,2-5,0 mg/l CTAB

Produktnr: 2401066
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Reagenser i förseglade förpackningar för bestämning av kvartära ammoniumföreningar.

Specifikationer

Antal tester :	50
Metodnamn:	Direct Binary Complex
Metodnummer:	8336
Parameter:	Quaternary Ammonium Compounds
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	50/pk