



QAC-reagenssats, pulverkuddar, 0,2-5,0 mg/L CTAB

Produktnr:

2459200

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Pulverreagenser i förseglade förpackningar för mätning av kvartära ammoniumföreningar (metod för direkt binärt komplex).

CTAB = cetyltrimetylammoniumbromid

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Alla utom DR/800, PC II
Mätområde:	0,2 - 5,0 mg/L som CTAB
Metodnamn:	Direkt binärt komplex
Metodnummer:	8337
Parameter:	Ammoniumföreningar, kvartära
Plattform:	Powder Pillows