



Reagenspaket för alkalinitet med Digital Titrator

Produktnr:

2271900

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Titrerlösning, färdig att användas, i sanbbt utbytbara patroner som kan återförslutas. För pålitliga resultat med Digital Titrator, i fält och på laboratoriet.

Accurate results - when and where you need them

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Fast and Flexible

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Versatile

More than 50 parameter/range combinations are available

Economical

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	Reagenspaket för alkalinitet med Digital Titrator
Mätområde:	10 - 4000 mg/L CaCO ₃
Metodnamn:	Fenolftalein och total alkalinitet
Metodnummer:	8203
Parameter:	Alkalinitet
Plattform:	Digital Titrator
Specialkommentarer:	Paketinnehåll: Bromkresolgrön metylröd indikator pulverkuddar (94399), Fenolftaleinindikator (94299), Svavelsyra titrerpatron 1.600 N (1438901), Svavelsyra titrerpatron 0.1600 N (1438801)