



Hexametylenetetramin-reagens

Produktnr:

187866

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Farligt



Reagens i förseglade förpackningar för bestämning av aluminium, ECR-metoden, 0-0,220 mg/l Al

Specifikationer

Instrument:	DR2700/DR2800/DR3800/DR3900/DR5000/DR6000
Metodnamn:	Eriochrome Cyanine R
Metodnummer:	8326
Parameter:	Aluminum
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	50 /pk