



Fritt klor, Test 'N Tube, 0,09 - 5,00 mg/L Cl₂

Produktnr:

2105545

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Reagensflaskorna (Ø 16 mm) innehåller föruppmätt DPD-reagens som optimerats för tillförlitliga mätresultat och enkel hantering. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.

Test 'N Tube-produkter gör testningen säker och bekväm

Lockförsedda 16 mm-flaskor är en sluten förpackning för blandning och mätning.

Enkel beställning

Alla reagenser och flaskor som krävs finns i förpackningen.

Specifikationer

Antal tester :	50
Instrument:	DR 900
Mätområde:	0,09 - 5,00 mg/L Cl ₂
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	10102
Parameter:	Klor
Plattform:	Test 'N Tube
Specialkommentarer:	16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.
Volym/förpackningsstorlek:	50 /förp.