



Klor, flytande DPD-reagenssats, 0,02-2,00 mg/l Cl₂

Produktnr:

HPT310

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	Fritt klor/totalklor
Lagringsförhållanden:	15 °C - 25 °C
Mätområde:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Metodnamn:	DPD
Parameter:	Klor
Plattform:	Lösning
Specialkommentarer:	för utvärdering krävs 1-tums runda flaskor
Standard method:	ISO 7393-2