



## DPD, totalklor, Swiftest-dispenserreagens (påfyllning)

**Produktnr:**

**2105660**

**Farligt**

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



DPD, utbytesflaska för reagensdispenser vid mätning av totalklor, 0,02-2,00 mg/L Cl<sub>2</sub>.

**Approximately 250 tests**

---

### Specifikationer

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Antal tester : | 250                              |
| EPA compliant: | Ja                               |
| Instrument:    | Alla utom DR/3000, DR/2000       |
| Mätområde:     | 0,02 - 2,00 mg/L Cl <sub>2</sub> |
| Metodnamn:     | DPD                              |
| Metodnummer:   | 8167                             |
| Parameter:     | Klor, totalt                     |
| Plattform:     | Swiftest                         |