



Klordioxidreagenssats, 0,01-1,00 mg/L ClO₂

Produktnr:

2242300

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



För mätning av klordioxid, klorofenol röd-metoden. För 50 mL-prov. 100 tester.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Alla utom DR 900, PC II
Mätområde:	0,01 - 1,00 mg/L ClO ₂
Metodnamn:	Klorofenol röd
Metodnummer:	8065
Parameter:	Klordioxid