



Fritt klorreagens, ACCUVAC, DPD

Produktnr:

2502025

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Ampullerna innehåller en exakt reagensmängd för ett test och kan användas som mätkyvett. För mätning av fritt klor, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Specifikationer

Antal tester :	25
EPA compliant:	Ja
Mätområde:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	10126
Parameter:	Klor, fritt, klordioxid
Plattform:	Accuvac
Volym/förpackningsstorlek:	25 /pk